

ГЛУБОКАЯ ДЕТОКСИКАЦИЯ С BIOGENIE VISAGE

Лаборатория Biogenie International (Франция) представляет процедуру глубокой детоксикации и безынъекционной биоревитализации на новом аппарате Biogenie Visage, основанную на уникальной технологии – клеточной электроэстетике



Эксклюзивный представитель бренда Biogenie в Украине – компания «Орка»
www.biogenie.com.ua, office@orca.ua, (+380 44) 332-5739, (+380 67) 239-5739

Процедура Biogenie не имеет аналогов. Она отлично сочетается с инъекционными методиками и дополняет их. После процедуры пациент ощущает комфорт и положительные эмоции.

Преимущества методики Biogenie:

- использование запатентованных частотно-модулированных, импульсных, клеточных токов;
- оригинальная биолимфодренажная техника массажа;
- токи детоксикации Biogenie, проникая до базальной мембраны эпидермиса, обеспечивают глубокую детоксикацию клеток и тканей, электрохимическую инактивацию свободных радикалов;
- на фазах тонификации и лифтинга синергичное действие токов и препаратов Biogenie оказывает глубинное воздействие на процессы синтеза коллагена, эластина, регулирует клеточный метаболизм, улучшает трофику тканей, устраняет отек и вызывает расслабление мышечной ткани;
- процедура Biogenie позволяет существенно улучшить и восстановить структуру и функции кожи.

ХОД ПРОЦЕДУРЫ

1 этап Демакияж (фото 1)

Очищаем зону воздействия лосьоном Phitodemaq.

2 этап Абдоминальная стимуляция (фото 2)

Тонизируем кожу лица и шеи витаминным лосьоном Lotion Vitaminee. Проводим абдоминальную стимуляцию для подготовки пациента к процедуре.

3 этап Биолимфодренаж 1 (фото 3)

Специальной техникой массажа стимулируем лимфоотток на лице и шее.

4 этап Детоксикация (фото 4)

Пропитываем спонжи аппарата раствором DTX – средством для детоксикации при работе на Biogenie. Включаем режим «детоксикация» по соответствующей схеме. Длительность фазы – 2–3 минуты. В конце фазы детоксикации

протираем лицо спонжами, смоченными лосьоном Phitodemaq.

5 этап Очищение (фото 5)

Берем 4–5 мл очищающей крем-маски Nuit Purifiant, смешиваем с 2 мл растительной сыворотки Essential и кисточкой наносим ровным слоем на кожу лица и шеи. Оставляем на 10–15 минут, затем удаляем при помощи лосьона Phitodemaq.

6 этап Биопитание (фото 6)

Наносим на кожу лица одну из активных сывороток, соответствующих решаемой проблеме (гиалуроновая кислота, витамины А, С, Е, эластин, коллаген). Поверх сыворотки наносим питательное желе GRV (без внедрения).

7 этап Тонизация + лифтинг (фото 7)

Спонжи аппарата пропитываем лосьоном TNF и в течение 8–10 минут

Табл. 1. Показания к проведению процедуры

Лицо
Возрастные изменения, снижение эластичности и тургора
Воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды
Купероз
Преждевременное старение кожи – сухость, морщины, нарушение пигментации, атоничная и дегидратированная кожа
Темные круги и «мешки» под глазами
Расширенные поры
Себорея, акне, постакне
Нарушение клеточного метаболизма и обмена веществ в тканях
Грудь
Преждевременное старение кожи – сухость, атоничная и дегидратированная кожа
Послеродовые и возрастные изменения формы груди
Потеря мышечного тонуса

прорабатываем всю поверхность лица и шеи по специальной схеме, в режиме «тонификация», значение токов – 5,5–6,5. Затем задаем значение токов 7–9,5 и осуществляем лифтинг. Проработанная половина лица сразу же визуально подтягивается по сравнению с той половиной, на которую еще не воздействовали.

8 этап Биолимфодренаж 2 (фото 8)
 Распределяем по лицу 1–2 мл одной из сывороток: EJ20, Lotus Bleu, Rosa Centifolia – или соответствующего крема Biogenie и специальной техникой нажатий от Biogenie прорабатываем всю кожу лица. Под глаза наносим сыворотку Perl Lift.

9 этап Альгинатная маска (фото 9–10)
 Альгинатная маска наносится по необходимости. 20–25 г маски смешиваем с водой до однородной консистенции средней вязкости. Тонким слоем наносим на всю поверхность лица. Через 10–15 минут после полимеризации снимаем единым пластом.

Длительность сеанса: 30–40 минут.
Рекомендуемый курс: 6 процедур, 1 раз в неделю.

Противопоказания: все острые состояния (в том числе ОРВИ, герпес), онкопатология, беременность после 6-го месяца. ■

